

Катетер внутривенный Disposafe Safety

РЗН 2017/5585

с портом, с крыльями, полиуретан / тефлон / ФЭП,
размер 14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G / 24G, длина
19-45 мм

Disposafe Health and Life Care Ltd., Индия



Характеристики

Инъекционный порт	с портом
Фиксирующие крылья	с крыльями
Материал	полиуретан / тефлон / ФЭП
Размер	14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G / 24G
Длина катетера	19-45 мм

Описание

Disposafe Safety – внутривенные безопасные катетеры для периферических вен с крылышками, защитной клипсой и дополнительным инъекционным портом. Удобны для применения у пациентов в операционном или в послеоперационном периоде и при оказании экстренной помощи.

Преимущества Disposafe Safety:

- Защитная металлическая клипса (система безопасности), помещенная в пластиковый кожух, при извлечении иглы из катетера автоматически блокирует острие иглы, обеспечивая тем самым защиту пациента и персонала от случайного укола иглой.
- Толщина стенки катетера уменьшается к дистальному концу (кончик катетера имеет плавное конусовидное сужение), что облегчает пункцию вены.
- Рентгеноконтрастные полосы по всей длине трубки катетера обеспечивают эффективный контроль за расположением катетера в вене.
- Дополнительный инъекционный порт с антивозвратным клапаном обеспечивает безыгльное болюсное (прерывистое) введение препаратов без прерывания внутривенной инфузии.
- Гибкие крылышки надежно фиксируют катетер на коже.
- Прозрачная камера обратного тока позволяет убедиться в успешности венопункции.

Размеры Disposafe Safety

Размер	Диаметр	Длина	Скорость потока
14G	2.1 мм	45 мм	270 мл/мин
16G	1.8 мм	45 мм	200 мл/мин
17G	1.5 мм	45 мм	125 мл/мин
18G	1.3 мм	45 мм	90 мл/мин
20G	1.1 мм	32 мм	60 мл/мин
22G	0.9 мм	25 мм	36 мл/мин
24G	0.7 мм	19 мм	23 мл/мин