

Катетер внутривенный SFM

ФСЗ 2011/11044

с портом, с крыльями, размер 14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G / 24G, длина 19-45 мм

SFM Hospital Products GmbH, Германия



Характеристики

Инъекционный порт	с портом
Фиксирующие крылья	с крыльями
Размер	14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G / 24G
Длина катетера	19-45 мм

Описание

Катетеры внутривенные SFM – внутривенные катетеры с портом и крыльями для профилактического доступа к венам для проведения коротких повторяющихся инфузий, трансфузий и забора крови для анализа.

Свойства катетеров SFM:

- Оснащён портом для инъекции,
- Самозакрывающийся клапан для дополнительного вливания медикамента, предотвращающий обратный поток,
- Клапан оснащён пробкой, предотвращающей контаминацию когда клапан не используется,
- Согнутые и рифлёные крылья обеспечивают надёжную и простую фиксацию,
- Цвет пробки клапана упрощает определение размера,
- Соединительная головка Луер-лок

Размер	Диаметр	Длина иглы	Цветовой код
14G	2.1 мм	45 мм	Оранжевый
16G	1.8 мм	45 мм	Серый
17G	1.5 мм	45 мм	Белый
18G	1.3 мм	45 мм	Зеленый
20G	1.1 мм	33 мм	Розовый
22G	0.9 мм	25 мм	Синий
24G	0.7 мм	19 мм	Желтый
26G	0.6 мм	19 мм	Фиолетовый