

Катетер внутривенный BD Neoflon

ФСЗ 2008/01579

без порта, с крыльями, тефлон, размер 24G / 26G,
длина 19 мм

Becton Dickinson, Швеция



Характеристики

Инъекционный порт	без порта
Фиксирующие крылья	с крыльями
Материал	тефлон
Размер	24G / 26G
Длина катетера	19 мм

Описание

BD Neoflon – катетер из политетрафторэтилена специально предназначен для катетеризации тонких и хрупких сосудов и рекомендован к применению в неонатологии, педиатрии и гериатрии.

Свойства катетеров BD Neoflon:

- Уникальная конструкция съемного ложного порта дает возможность использовать привычную технику захвата при установке катетера.
- После снятия порта высвобождаются гибкие крылышки, способствующие надежной фиксации даже на руке новорожденного.

Размеры BD Neoflon

Размер	Внешний □	Длина	Скорость потока	Цвет
24G	0.7 мм	19 мм	13 мл/мин	желтый
26G	0.6 мм	19 мм	13 мл/мин	фиолетовый