

Катетер внутривенный Polymed Neonovo

ФСЗ 2011/09113

без порта, с крыльями, полиуретан / тефлон, размер 26G, длина 19 мм

Poly Medicure Limited, Индия



Характеристики

Инъекционный порт	без порта
Фиксирующие крылья	с крыльями
Материал	полиуретан / тефлон
Размер	26G
Длина катетера	19 мм

Описание

Neonovo – внутривенный катетер с малыми крылышками.

Модификации:

- Neonovo – стандартный катетер
- Neonovo Adva – с ранней индикацией попадания в кровяное русло

Характеристики:

- Прозрачный внутривенный катетер из тефлона / полиуретана.
- Центральное отверстие с атравматичными краями.
- Дополнительное латеральное окно для раннего подтверждения попадания в кровяное русло (для Neonovo ADVA)
- Четыре / шесть рентгенпозитивные полосы на всем протяжении катетера.
- Прозрачный павильон с портом луер-лок для подключения инфузионной линии или шприца.
- Полупрозрачные эластичные сгибающиеся крылышки малого размера.
- Игла-стиллет с трехгранным косым срезом.
- Прозрачный павильон иглы с разъемом луер-лок оснащен двумя пазами для фиксации стилета с павильоном катетера, пальцевой упор.
- Съёмная полупрозрачная заглушка на разъеме луер-лок.
- Дополнительная луер-лок заглушка из непрозрачного белого пластика с граненой наружной поверхностью, фиксирована на заглушке павильона иглы.

Размер	Длина иглы	Скорость потока	Цветовой код
Neonovo 26G	19 мм	17 мл/мин	Фиолетовый