

Катетер внутривенный BD Saf-T-Intima

ФСЗ 2009/05475

с портом / без порта, с крыльями, полиуретан, размер
18G / 20G / 22G / 24G, длина 19-25 мм

Becton Dickinson, США



Характеристики

Инъекционный порт	с портом / без порта
Фиксирующие крылья	с крыльями
Материал	полиуретан
Размер	18G / 20G / 22G / 24G
Длина катетера	19-25 мм

Описание

Катетер BD Saf-T-Intima снабжен специальным механизмом, который втягивает иглу-проводник в безопасный корпус, тем самым предотвращает случайное ранение иглой.

Модификации BD Saf-T-Intima:

- BD Saf-T-Intima с Y-адаптером
- BD Saf-T-Intima без Y-адаптера

Характеристики:

- Все разъемы BD Saf-T-Intima имеют соединение BD Luer-Lok.
- Катетер изготовлен из материала BD Vialon – уникального биосовместимого полиуретана, содержащего рентгеноконтрастные полоски.
- BD Saf-T-Intima с Y адаптером позволяет также проводить болюсные инъекции лекарственных препаратов.
- Съёмный инъекционный порт.
- Отсутствие контакта с кровью как в процессе установки катетера, так и при последующей утилизации.

Размер	Внешний ☐	Длина канюли	Скорость потока	Цвет
BD Saf-T-Intima с Y-адаптером				
24G	0.7 мм	19 мм	22 мл/мин	желтый
22G	0.9 мм	19 мм	36 мл/мин	голубой
20G	1.1 мм	25 мм	55 мл/мин	розовый
18G	1.3 мм	25 мм	82 мл/мин	зеленый
BD Saf-T-Intima без Y-адаптера				
24G	0.7 мм	19 мм	22 мл/мин	желтый
22G	0.9 мм	19 мм	36 мл/мин	голубой
20G	1.1 мм	25 мм	55 мл/мин	розовый