

Катетер внутривенный Интрокан

ФСЗ 2007/00302

без порта, с крыльями / без крыльев, ФЭП, размер
14G / 16G / 18G / 20G / 22G / 24G, длина 19-50 мм

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Инъекционный порт	без порта
Фиксирующие крылья	с крыльями / без крыльев
Материал	ФЭП
Размер	14G / 16G / 18G / 20G / 22G / 24G
Длина катетера	19-50 мм

Описание

Интрокан (Introcan) – внутривенная канюля, катетер из тефлона (ФЭП).

Виды:

- **Introcan** – без фиксирующих крыльев;
- **Introcan-W** – с фиксирующими крыльями.

Свойства катетеров Интрокан:

- Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полосы
- Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока
- Особая форма кончика катетера и иглы уменьшают пункционную травму
- Удобный захват для выполнения пункции одной рукой
- Прозрачный удлиненный павильон
- Гидрофобная заглушка
- Герметичное винтовое соединение

Цвет	Размер		Упаковка, шт.	Интрокан	Интрокан W	Стилет (обтуратор)
	G	мм		Стандартная канюля		
● оранжевый	14 x 2"	2,2 x 50	200	4252217B	4254210B	4214218
● серый	16 x 2"	1,7 x 50	200	4252160B	4254171B	4214170
● зеленый	18 x 13/4"	1,3 x 45	200	4252136B	4254139B	4214137
● зеленый/ ○ белый	18 x 11/4"	1,3 x 32	200	4252322B	4254325B	4214323
● розовый	20 x 11/4"	1,1 x 32	200	4252110B	4254112B	4214110
● синий	22 x 1"	0,9 x 25	200	4252098B	4254090B	4214099
● желтый	24 x 3/4"	0,7 x 19	200	4252071B	4254074B	4214218