

Катетер внутривенный Интрокан Церто

ФСЗ 2007/00302

без порта, с крыльями / без крыльев, полиуретан,
размер 14G / 16G / 18G / 20G / 22G / 24G, длина 19-50
мм

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Инъекционный порт	без порта
Фиксирующие крылья	с крыльями / без крыльев
Материал	полиуретан
Размер	14G / 16G / 18G / 20G / 22G / 24G
Длина катетера	19-50 мм

Описание

Интрокан Церто (Introcan Certo) – внутривенная канюля, катетер из полиуретана.

Виды:

- **Introcan Certo** – без фиксирующих крыльев
- **Introcan-W Certo** – с фиксирующими крыльями

Свойства Интрокан Церто:

- Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полосы
- Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока
- Особая форма кончика катетера и иглы уменьшают пункционную травму
- Удобный захват для выполнения пункции одной рукой
- Прозрачный удлиненный павильон
- Гидрофобная заглушка
- Герметичное винтовое соединение

Цвет	Размер		Интрокан	Интрокан W	Интрокан	Интрокан W	Стилет (обтуратор)
	Г/дюйм	мм	Стандартная канюля		Канюля Сэйфти		
оранжевый	14 x 2	2,2 x 50	4251369	4253361	4251717	4253639	
серый	16 x 2	1,7 x 50	4251350	4253353	4251695	4253612	4214170
серый	16 x 1 1/4	1,7 x 32			4251709		
зеленый	18 x 1 3/4	1,3 x 45	4251334	4253337	4251679	4253590	4214137
зеленый/белый	18 x 1 1/4	1,3 x 32	4251342	4253345	4251687	4253604	4214323
розовый	20 x 1 1/4	1,1 x 32	4251326	4253329	4251644	4253566	4214110
розовый/белый	20 x 1	1,1 x 25			4251652	4253574	
синий	22 x 1	0,9 x 25	4251318	4253310	4251628	4253540	4214099
желтый	24 x 3/4	0,7 x 19	4251300	4253302	4251601	4253523	