

Катетер внутривенный KD-Fix Quick

ФСЗ 2010/08754

с портом, с крыльями, полиуретан / тефлон / ФЭП,
размер 14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G / 24G / 26G,
длина 19-45 мм



KD Medical GmbH Hospital Products, Германия

Характеристики

Инъекционный порт	с портом
Фиксирующие крылья	с крыльями
Материал	полиуретан / тефлон / ФЭП
Размер	14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G / 24G / 26G
Длина катетера	19-45 мм