

Катетер внутривенный KD-Fix

ФСЗ 2010/08754

с портом, с крыльями, полиуретан / тефлон / ФЭП,
размер 14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G / 24G / 26G,
длина 19-45 мм

KD Medical GmbH Hospital Products, Германия



Характеристики

Инъекционный порт	с портом
Фиксирующие крылья	с крыльями
Материал	полиуретан / тефлон / ФЭП
Размер	14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G / 24G / 26G
Длина катетера	19-45 мм

Описание

KD-Fix – внутривенный катетер с крыльями и инъекционным портом. Применяется для длительных внутривенных вливаний.

Модификации катетеров KD-Fix:

- **KD-Fix** – с крыльями с портом
- KD-Fix Mono – с крыльями без порта
- KD-Fix Solo – без крыльев без порта

Характеристики катетеров KD-Fix:

- Пункционная игла изготовлена из высококачественной тончайшей хирургической стали, что позволяет сохранить прочность при минимальной толщине стенки.
- Тройная заточка иглы обеспечивает атравматичное введение.
- Эластичная поверхность катетера позволяет безболезненно вводить катетер в вену.
- Две встроенные рентгеноконтрастные полосы.
- Интегрированный инъекционный порт «Луер».
- Фиксирующие крылышки позволяют надежно закрепить катетер.
- Цветовая кодировка заглушки дополнительного порта позволяет визуально определить размер катетера.
- Гидрофобная заглушка катетера предупреждает подтекание крови, съемная заглушка – для быстрого закрытия катетера.
- Индивидуальная упаковка, удобно вскрывается, содержит всю необходимую информацию об изделии.

Название	Размер	Материал
KD-Fix 14G	2.1×45 мм	полиуретан тефлон FEP
KD-Fix 16G	1.7×45 мм	
KD-Fix 17G	1.5×45 мм	
KD-Fix 18G	1.3×45 мм	
KD-Fix 20G	1.1×32 мм	
KD-Fix 22G	0.9×25 мм	
KD-Fix 24G	0.7×19 мм	
KD-Fix 24G	0.6×19 мм	

KD-Fix Safety

Катетеры KD-Fix доступны с использованием адаптера KD-Fix Safety, который предотвращает травмы, вызванные использованными иглами.

