

Катетер внутривенный TOP TRIAD Plus

РЗН 2018/7555

с портом, с крыльями, полиуретан / ФЭП, размер 18G / 20G / 22G, длина 25-45 мм

Wellmed International Industries Pvt. Ltd., Индия




Характеристики

Инъекционный порт	с портом
Фиксирующие крылья	с крыльями
Материал	полиуретан / ФЭП
Размер	18G / 20G / 22G
Длина катетера	25-45 мм

Описание

Катетер внутривенный TOP TRIAD Plus – стерильный одноразовый катетер. Оснащен интегрированным трехходовым краном для параллельной инфузии и регулировки потоков, а также боковым дополнительным портом и крыльями. TOP TRIAD Plus позволяет проводить манипуляции без дополнительных расходных материалов, уменьшает количество разъемных коннекторов, что существенно снижает риск разъединения магистрали и утечки препарата.



В зависимости от материала изготовления катетеры позволяют вводить лекарственные средства на протяжении до 5-ти (полиуретан) или 3-х (ФЭП) суток.

Свойства катетеров TOP TRIAD Plus:

- Уменьшение толщины стенки катетера к дистальному концу облегчает пункцию вены.
- Рентгеноконтрастные полосы по всей длине катетера.
- Надежная фиксация катетера с помощью крыльев.
- Интегрированный трехходовой кран для параллельной инфузии и регулировки потоков.
- Дополнительный порт для болюсного введения лекарственных препаратов.
- Цветовая кодировка размера катетера.
- Игла изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, обработана силиконом.

Размеры катетеров TOP TRIAD Plus

Размер	Диаметр (Int. / Ext.)	Длина	Материал	Скорость потока
18G	0.95 / 1.3 мм	45 мм	FEP / PUR	95 мл/мин
20G	0.75 / 1.1 мм	32 мм	FEP / PUR	61 мл/мин
22G	0.6 / 0.9 мм	25 мм	FEP / PUR	36 мл/мин