

Катетер внутривенный TopCath Neo

РЗН 2018/7555

без порта, с крыльями, полиуретан / ФЭП, размер 24G / 26G, длина 19 мм

Wellmed International Industries Pvt. Ltd., Индия



Характеристики

Инъекционный порт	без порта
Фиксирующие крылья	с крыльями
Материал	полиуретан / ФЭП
Размер	24G / 26G
Длина катетера	19 мм

Описание

TopCath Neo – ультратонкий неонатальный внутривенный катетер с маленькими крылышками без инъекционного порта.

В зависимости от материала изготовления катетеры позволяют вводить лекарственные средства на протяжении до 5-ти (полиуретан, PUR) или 3-х (тефлон, FEP) суток.

Свойства катетеров TopCath Neo:

- Уменьшение толщины стенки катетера к дистальному концу облегчает пункцию вены.
- Рентгеноконтрастные полосы по всей длине катетера.
- Надежная фиксация катетера при помощи крыльев.
- Цветовая кодировка размера катетера.
- Игла изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, обработана силиконом.

Размеры катетеров TopCath Neo

Размер	Диаметр (Int. / Ext.)	Длина	Материал	Скорость потока
24G	0.48 / 0.72 мм	19 мм	FEP / PUR	20 мл/мин
	0.44 / 0.60 мм	19 мм	FEP / PUR	13 мл/мин