

Катетер внутривенный Вазофикс Браунюля

ФСЗ 2010/06280

с портом, с крыльями, ФЭП, размер 14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G, длина 25-50 мм

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Инъекционный порт	с портом
Фиксирующие крылья	с крыльями
Материал	ФЭП
Размер	14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G
Длина катетера	25-50 мм

Описание

Вазофикс Браунюля (Vasofix Braunule) – внутривенная канюля с инъекционным портом.

Материал: фторэтиленпропилен (ФЭП)

Свойства Вазофикс Браунюля:

- Катетер из фторэтиленпропилена (ФЭП) – тефлона нового поколения – имеет минимальный коэффициент трения и высокую биосовместимость
- Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полосы
- Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока
- Особая форма кончика катетера и специальная заточка иглы уменьшают пункционную травму
- Самозакрывающийся инъекционный клапан
- Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции
- Удобный захват для выполнения пункции одной рукой
- Гидрофобная заглушка
- Съёмный винтовой колпачок
- Герметичное винтовое соединение

Цвет	Размер		Скорость потока мл/мин	Материал	Упаковка, шт.	Кат. №	Стилет (обтуратор)
	G	мм					
Вазофикс Браунюля — стандартный внутривенный катетер с инъекционным портом							
● оранжевый	14 x 2"	2,2 x 50	343	ФЭП	200	4268210B	4219201
● серый	16 x 2"	1,7 x 50	196	ФЭП	200	4268172B	4219171
○ белый	17 x 13/4"	1,5 x 45	128	ФЭП	200	4268156B	4215150
● зеленый	18 x 13/4"	1,3 x 45	96	ФЭП	200	4268130B	4219120
● зеленый/ ○ белый	18 x 11/4"	1,3 x 33	103	ФЭП	200	4268334B	4219139
● розовый	20 x 11/4"	1,1 x 33	61	ФЭП	200	4268113B	4219104
● синий	22 x 1"	0,9 x 25	36	ФЭП	200	4268091B	4215095