

Катетер внутривенный Вазофикс Сэйфти

ФСЗ 2010/06279

с портом, с крыльями, полиуретан, размер 14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G / 24G, длина 19-50 мм

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

Инъекционный порт	с портом
Фиксирующие крылья	с крыльями
Материал	полиуретан
Размер	14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G / 24G
Длина катетера	19-50 мм

Описание

Катетер внутривенный периферический Вазофикс Сэйфти (Vasofix Safety) – внутривенный катетер с инъекционным портом и системой защиты от укола иглой.

Свойства Вазофикс Сэйфти:

- Катетер из полиуретана: термоэластичность, атромбогенность и отсутствие влияния на биологические ткани этого полимера позволяют увеличить длительность катетеризации вен
- Четыре встроенные в стенку Rg-контрастные полосы
- Тонкостенная трубка обеспечивает высокую скорость потока
- Особая форма кончика катетера и специальная заточка иглы уменьшают пункционную травму
- Самозакрывающийся инъекционный клапан
- Фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции
- Удобный захват для выполнения пункции одной рукой
- Гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение

Цвет	Размер		Скорость потока, мл/мин	Материал	Упаковка, шт.	Кат. №	Стилет (обтуратор)
	G	мм					
Вазофикс Сэйфти — безопасный внутривенный катетер с инъекционным портом для длительного применения							
● оранжевый	14 x 2"	2,2 x 50	343	полиуретан	200	4269225S-01	4219201
● серый	16 x 2"	1,7 x 50	196	полиуретан	200	4269179S-01	4219171
○ белый	17 x 13/4"	1,5 x 45	128	полиуретан	200	4269152S-01	4215150
● зеленый	18 x 13/4"	1,3 x 45	96	полиуретан	200	4269136S-01	4219120
● зеленый/ ○ белый	18 x 11/4"	1,3 x 33	103	полиуретан	200	4269330S-01	4219139
● розовый	20 x 11/4"	1,1 x 33	61	полиуретан	200	4269110S-01	4219104
● розовый/ ○ белый	20 x 1"	1,1 x 25	65	полиуретан	200	4269217S-01	4215117
● синий	22 x 1"	0,9 x 25	36	полиуретан	200	4269098S-01	4215095
● желтый	24 x 3/4"	0,7 x 19	22	полиуретан	200	4269071S-01	