

Катетер внутривенный Polymed PolyCan

ФСЗ 2011/09113

без порта, с крыльями, полиуретан / тефлон, размер
14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G / 24G / 26G, длина
19-45 мм

Poly Medicure Limited, Индия



Характеристики

Инъекционный порт	без порта
Фиксирующие крылья	с крыльями
Материал	полиуретан / тефлон
Размер	14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G / 24G / 26G
Длина катетера	19-45 мм

Описание

PolyCan – внутривенный катетер с крылышками без инъекционного порта.

Модификации:

- PolyCan – стандартный катетер
- PolyCan Adva – с ранней индикацией попадания в кровяное русло

Характеристики:

- Прозрачный внутривенный катетер из тефлона / полиуритана.
- Центральное отверстие с атравматичными краями.
- Дополнительное латеральное окно для раннего подтверждения попадания в кровяное русло (PolyCan Adva).
- Четыре / шесть рентгенпозитивные полосы на всем протяжении катетера.
- Прозрачный павильон с портом луер-лок для подключения инфузионной линии или шприца.
- Прозрачные эластичные сгибающиеся крылышки с тремя отверстиями на каждом крыле.
- Игла-стиллет с трехгранным косым срезом.
- Прозрачный павильон иглы с разъемом луер-лок, оснащен двумя пазами для фиксации стилета с павильоном катетера, пальцевой упор.
- Съёмная полупрозрачная заглушка на разъеме луер-лок.
- Дополнительная луер-лок заглушка из непрозрачного белого пластика с граненой наружной поверхностью, фиксирована на заглушке павильона иглы.

Размер	Длина иглы	Скорость потока	Цветовой код
PolyCan 14G	45 мм	305 мл/мин	Оранжевый
PolyCan 16G	45 мм	200 мл/мин	Серый
PolyCan 17G	45 мм	142 мл/мин	Белый
PolyCan 18G	45 мм / 32 мм	95 мл/мин	Зеленый
PolyCan 20G	32 мм	65 мл/мин	Розовый
PolyCan 22G	25 мм	36 мл/мин	Синий
PolyCan 24G	19 мм	23 мл/мин	Желтый
PolyCan 26G	19 мм	17 мл/мин	Фиолетовый