

Катетер внутривенный Polymed PolyCath

ФСЗ 2011/09113

с портом, с крыльями, полиуретан / тефлон / ФЭП,
размер 16G / 18G / 20G / 22G / 24G / 26G, длина 19-45
мм

Poly Medicure Limited, Индия



Характеристики

Инъекционный порт	с портом
Фиксирующие крылья	с крыльями
Материал	полиуретан / тефлон / ФЭП
Размер	16G / 18G / 20G / 22G / 24G / 26G
Длина катетера	19-45 мм

Описание

PolyCath – внутривенный катетер с трехходовым краном.

Модификации:

- PolyCath – стандартный катетер
- PolyCath Adva – с ранней индикацией попадания в кровяное русло
- PolyCath Safety – безопасный катетер с защитным устройством

Характеристики:

- Внутривенная канюля с крыльями.
- Трехсторонняя острая игла японского производства, которая уменьшает применяемую силу для проникновения.
- Утонченный и прочный на изгиб катетер обеспечивает плавный доступ к сосудам.
- 4 рентгеноконтрастные полосы (FER).
- Авто-интегрированный трехходовой кран.

Размер	Длина иглы	Цветовой код
PolyCath 16G	45 мм	Серый
PolyCath 18G	45 мм	Зеленый
PolyCath 20G	32 мм	Розовый
PolyCath 22G	25 мм	Синий
PolyCath 24G	25 мм	Желтый
PolyCath 26G	19 мм	Фиолетовый