

Катетер внутривенный Polymed PolyFlex

ФСЗ 2011/09113

с портом, с крыльями, полиуретан / тефлон, размер
14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G / 24G / 26G, длина
19-45 мм

Poly Medicure Limited, Индия



Характеристики

Инъекционный порт	с портом
Фиксирующие крылья	с крыльями
Материал	полиуретан / тефлон
Размер	14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G / 24G / 26G
Длина катетера	19-45 мм

Описание

PolyFlex – внутривенный катетер с инъекционным портом, крышкой SnapFit и перфорированными крылышками.

Модификации:

- PolyFlex – стандартный катетер
- PolyFlex Adva – с ранней индикацией попадания в кровяное русло

Характеристики:

- Прозрачный внутривенный катетер из тефлона / полиуретана.
- Центральное отверстие с атравматичными краями.
- Дополнительное латеральное окно для раннего подтверждения попадания в кровяное русло (PolyFlex Adva)
- Четыре / шесть рентгенпозитивные полосы на всем протяжении катетера.
- Прозрачный павильон с портом луер-лок для подключения инфузионной линии или шприца.
- Прозрачные эластичные сгибающиеся крылышки с тремя отверстиями на каждом крыле.
- Дополнительный порт для одномоментных инъекций с невозвратным лепестковым клапаном расположен в верхней части катетера. Порт снабжен стандартным разъемом луер-лок с фиксированной на нем откидной подпружиненной крышечкой.
- Игла-стиллет с трехгранным косым срезом.
- Прозрачный павильон иглы с разъемом луер-лок, оснащен двумя пазами для фиксации стилета с павильоном катетера, пальцевой упор.
- Съёмная полупрозрачная заглушка на разьеме луер-лок.

- Дополнительная луер-лок заглушка из непрозрачного белого пластика с граненой наружной поверхностью, фиксирована на заглушке павильона иглы.

Размер	Длина иглы	Скорость потока	Цветовой код
PolyFlex 14G	45 мм	305 мл/мин	Оранжевый
PolyFlex 16G	45 мм	200 мл/мин	Серый
PolyFlex 17G	45 мм	142 мл/мин	Белый
PolyFlex 18G	45 мм / 32 мм	95 мл/мин	Зеленый
PolyFlex 20G	32 мм	65 мл/мин	Розовый
PolyFlex 22G	25 мм	36 мл/мин	Синий
PolyFlex 24G	19 мм	23 мл/мин	Желтый
PolyFlex 26G	19 мм	17 мл/мин	Фиолетовый