

Катетер внутривенный Polymed PolyFlon

ФСЗ 2011/09113

с портом, с крыльями, полиуретан / тефлон, размер
14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G / 24G / 26G, длина
19-45 мм

Poly Medicure Limited, Индия



Характеристики

Инъекционный порт	с портом
Фиксирующие крылья	с крыльями
Материал	полиуретан / тефлон
Размер	14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G / 24G / 26G
Длина катетера	19-45 мм

Описание

PolyFlon – внутривенный катетер с инъекционным портом и крылышками для катетеризации периферических вен с целью проведения длительной или кратковременной инфузионно-трансфузионной терапии.

Модификации:

- PolyFlon – стандартный катетер
- PolyFlon Adva – с ранней индикацией попадания в кровяное русло

Характеристики:

- Прозрачный внутривенный катетер из тефлона / полиуретана.
- Центральное отверстие с атравматичными краями.
- Дополнительное латеральное окно для раннего подтверждения попадания в кровяное русло (PolyFlon Adva).
- Возможность поставки внутривенных катетеров с рентгеноконтрастными полосами количеством от четырех до шести р/к полос.
- Прозрачный павильон с портом лuer-лок для подключения инфузионной линии или шприца.
- Прозрачные эластичные сгибающиеся крылышки.
- Игла-стиллет с трехгранным косым срезом.
- Прозрачный павильон иглы с разъемом лuer-лок оснащен двумя пазами для фиксации стилета с павильоном катетера.
- Съёмная полупрозрачная заглушка на разъеме лuer-лок.
- Дополнительная лuer-лок заглушка из непрозрачного белого пластика с граненой наружной поверхностью, фиксирована на заглушке павильона иглы.

Размер	Длина иглы	Скорость потока	Цветовой код
PolyFlon 14G	45 мм	305 мл/мин	Оранжевый
PolyFlon 16G	45 мм	200 мл/мин	Серый
PolyFlon 17G	45 мм	142 мл/мин	Белый
PolyFlon 18G	45 мм / 32 мм	95 мл/мин	Зеленый
PolyFlon 20G	32 мм	65 мл/мин	Розовый
PolyFlon 22G	25 мм	36 мл/мин	Синий
PolyFlon 24G	19 мм	23 мл/мин	Желтый
PolyFlon 26G	19 мм	17 мл/мин	Фиолетовый