

Катетер внутривенный Polymed PolyNeo

ФСЗ 2011/09113

без порта, с крыльями, полиуретан, размер 24G,
длина 19 мм

Poly Medicure Limited, Индия



Характеристики

Инъекционный порт	без порта
Фиксирующие крылья	с крыльями
Материал	полиуретан
Размер	24G
Длина катетера	19 мм

Описание

PolyNeo – внутривенный катетер с малыми крылышками.

Модификации:

- PolyNeo – стандартный катетер
- PolyNeo Adva – с ранней индикацией попадания в кровяное русло

Характеристики:

- Прозрачный внутривенный катетер из полиуретана.
- Центральное отверстие с атравматичными краями.
- Дополнительное латеральное окно для раннего подтверждения попадания в кровяное русло.
- Четыре / шесть рентгенпозитивные полосы на всем протяжении катетера.
- Прозрачный павильон с портом луер-лок для подключения инфузионной линии или шприца.
- Полупрозрачные эластичные сгибающиеся крылышки малого размера.
- Игла-стиллет с трехгранным косым срезом.
- Прозрачный павильон иглы с разъемом луер-лок, оснащен двумя пазами для фиксации стилета с павильоном катетера, пальцевой упор.
- Съёмная полупрозрачная заглушка на разъеме луер-лок.
- Дополнительная луер-лок заглушка из непрозрачного белого пластика с граненой наружной поверхностью, фиксирована на заглушке павильона иглы.

Размер	Длина иглы	Скорость потока	Цветовой код
PolyNeo 24G	19 мм	23 мл/мин	Желтый