

Катетер внутривенный Тектум К

РЗН 2015/2610

без порта, без крыльев, ФЭП, размер 18G / 20G / 22G / 24G, длина 19-45 мм

Suzhou Cortex Medical Equipments Co. LTD, Китай



Характеристики

Инъекционный порт	без порта
Фиксирующие крылья	без крыльев
Материал	ФЭП
Размер	18G / 20G / 22G / 24G
Длина катетера	19-45 мм

Описание

Катетер внутривенный Тектум К для длительного введения лекарственных средств в периферические вены (до 72 часов).

Свойства катетеров Тектум К:

- Отсутствие дополнительного порта снижает риск занесения инфекции ввиду отсутствия лишних входных ворот для нее.
- Тонкостенная конструкция катетерной трубки позволяет обеспечивать максимальную скорость инфузии при минимальном диаметре катетера.
- Имеет рентгеноконтрастные полосы для обеспечения эффективного контроля за его расположением в вене.
- Наличие прозрачной камеры возврата крови обеспечивает надежный контроль позиционирования иглы в вене.
- Цветная кодировка позволяет быстро определить размер катетера.
- Тип соединения: Luer Lock.

Размеры катетеров Тектум К

Размер	Диаметр	Длина	Скорость потока
18G	1.3 мм	45 мм	92 мл/мин
20G	1.1 мм	33 мм	62 мл/мин
22G	0.9 мм	25 мм	40 мл/мин
24G	0.7 мм	19 мм	22 мл/мин