

Катетер внутривенный Тектум П

РЗН 2015/2610

с портом, с крыльями, ФЭП, размер 18G / 20G / 22G / 24G, длина 19-45 мм

Suzhou Cortex Medical Equipments Co. LTD, Китай



Характеристики

Инъекционный порт	с портом
Фиксирующие крылья	с крыльями
Материал	ФЭП
Размер	18G / 20G / 22G / 24G
Длина катетера	19-45 мм

Описание

Катетер внутривенный Тектум П – внутривенный периферический катетер с крылышками и портом для выполнения длительной катетеризации периферических вен с целью проведения инфузионной терапии.

Свойства катетеров Тектум П:

- Дополнительный порт позволяет проводить болюсное введение лекарственных препаратов во время инфузии.
- Имеет рентгеноконтрастные полосы для обеспечения эффективного контроля за его расположением в вене.
- Тонкостенная конструкция катетерной трубки позволяет обеспечивать максимальную скорость инфузии при минимальном диаметре катетера.
- Наличие прозрачной камеры возврата крови обеспечивает надежный контроль позиционирования иглы в вене.
- Клапан и заглушка порта предотвращают контакт с кровью пациента.
- Крылья позволяют надежно фиксировать катетер, устраняя тем самым возможность случайного извлечения и снижая риск механического повреждения внутренней стенки сосуда.
- Цветная кодировка позволяет быстро определить размер катетера.
- Тип соединения: Luer Lock.

Размеры катетеров Тектум П

Размер	Диаметр	Длина	Скорость потока
18G	1.3 мм	45 мм	92 мл/мин
20G	1.1 мм	33 мм	62 мл/мин
22G	0.9 мм	25 мм	40 мл/мин
24G	0.7 мм	19 мм	22 мл/мин