

Катетер внутривенный Тектум У

РЗН 2015/2610

с портом, с крыльями, ФЭП, размер 18G / 20G / 22G / 24G, длина 19-45 мм

Suzhou Cortex Medical Equipments Co. LTD, Китай



Характеристики

Инъекционный порт	с портом
Фиксирующие крылья	с крыльями
Материал	ФЭП
Размер	18G / 20G / 22G / 24G
Длина катетера	19-45 мм

Описание

Катетер внутривенный Тектум У – катетер с У-образным коннектором, инъекционной вставкой и удлинительной линией. Предназначен для выполнения длительной катетеризации периферических вен с целью проведения инфузионной терапии.

Свойства катетеров Тектум У:

- Удлинительная линия позволяет проводить манипуляции на расстоянии от места введения катетера, тем самым снижая риск тромбофлебита и сепсиса, а также риск повреждения сосудистой стенки.
- У-образный порт позволяет проводить болюсное введение лекарственных препаратов во время инфузии.
- При введении исключен контакт с кровью.
- Имеет рентгеноконтрастные полосы для обеспечения эффективного контроля за его расположением в вене.
- Тонкостенная конструкция катетерной трубки позволяет обеспечивать максимальную скорость инфузии при минимальном диаметре катетера.
- Наличие прозрачной камеры возврата крови обеспечивает надежный контроль позиционирования иглы в вене.
- Цветная кодировка позволяет быстро определить размер катетера.
- Тип соединения: Luer Lock.

Размеры катетеров Тектум У

Размер	Диаметр	Длина	Скорость потока
18G	1.3 мм	45 мм	90 мл/мин
20G	1.1 мм	33 мм	60 мл/мин
22G	0.9 мм	25 мм	38 мл/мин
24G	0.7 мм	19 мм	20 мл/мин