

Катетер внутривенный BD Venflon

ФСЗ 2008/01579

с портом, с крыльями, тефлон, размер 14G / 16G / 17G
/ 18G / 20G / 22G, длина 25-45 мм

Becton Dickinson, Швеция



Характеристики

Инъекционный порт	с портом
Фиксирующие крылья	с крыльями
Материал	тефлон
Размер	14G / 16G / 17G / 18G / 20G / 22G
Длина катетера	25-45 мм

Описание

BD Venflon – периферический внутривенный катетер с инъекционным портом и клапаном. Предназначен для катетеризации периферических вен.

Свойства BD Venflon:

- позволяет проводить болюсное введение лекарственных препаратов во время инфузии через порт;
- косой срез иглы и конический наконечник катетера из политетрафторэтилена (ПТФЕ) упрощает процедуру введения и минимизирует риск повреждения вен;
- наличие крылышек снижает риск бактериальной инфекции, исключая любую вероятность непосредственного контакта тыльной стороны канюли катетера с кожей;
- метод стерилизации: этиленоксид;
- стерильные, однократного применения.

Размеры BD Venflon

Размер	Внешний □	Длина	Скорость потока	Цвет
22G	0.9 мм	25 мм	31 мл/мин	голубой
20G	1.0 мм	32 мм	54 мл/мин	розовый
18G	1.2 мм	32 / 45 мм	80 мл/мин	зеленый
17G	1.4 мм	45 мм	125 мл/мин	белый
16G	1.7 мм	45 мм	180 мл/мин	серый
14G	2.0 мм	45 мм	270 мл/мин	оранжевый