

Катетер (зонд) желудочный Ассомедика

ФСЗ 2010/06636

зонд желудочный / для энтерального питания,
материал поливинилхлорид без фталатов, по
Шарьеру 04 CH / 06 CH / 08 CH / 10 CH / 12 CH / 14 CH
/ 16 CH / 18 CH / 20 CH / 22 CH / 24 CH / 25 CH / 26 CH
/ 28 CH / 30 CH / 32 CH / 35 CH / 36 CH, длина зонда
150-2000 мм, с градуировкой, с коннектором

Ассомедика ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	желудочный / для энтерального питания
Материал	поливинилхлорид без фталатов
Обозначение по Шарьеру	04 CH / 06 CH / 08 CH / 10 CH / 12 CH / 14 CH / 16 CH / 18 CH / 20 CH / 22 CH / 24 CH / 25 CH / 26 CH / 28 CH / 30 CH / 32 CH / 35 CH / 36 CH
Длина зонда	150-2000 мм
Градуировка	Да
Коннектор	Да

Дополнительные характеристики

Катетер (зонд) желудочный используется для аспирации содержимого и промывании желудка, а также для энтерального питания.

Описание:

- увеличенные боковые отверстия обеспечивают эффективный пассаж жидкости;
- просвет не перекрывается при скручивании;
- коннектор совместим со всеми стандартными адаптерами;
- мягкий атравматичный дистальный конец;
- термопластичный материал смягчается при температуре тела;
- специально обработанная поверхность снижает потребность в применении смазывающих средств

Технические характеристики:

- наружный диаметр D, CH – от 4 до 36, цветовая кодировка коннектора в соответствии с международными стандартами;
- длина L, мм – 150-2000;
- трубка с/без РКП;

- изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного медицинского ПВХ, не содержит фталатов;
- стерилен, предназначен для однократного применения;
- катетер может быть изготовлен в другой конфигурации по требованию заказчика;
- индивидуальная упаковка;
- срок годности (стерильности) 5 лет с даты производства.