

Центральный венозный катетер Secalon T

ФСЗ 2011/09673

1-канальный, стандартный, размер катетера 4F / 5F / 6F, длина катетера 9 см / 13 см / 16 см

Merit Medical Singapore Pte. Ltd., Сингапур



Характеристики

Тип	1-канальный
Вид	стандартный
Размер катетера	4F / 5F / 6F
Длина катетера	9 см / 13 см / 16 см


Описание

Secalon T – центральный венозный катетер для катетеризации центральных вен по методике «катетер на игле». Предназначен для оказания неотложной помощи в отделениях реанимации и скорой помощи. Катетер позволяет производить инфузии больших объемов крови и кровезамещающих растворов с большой скоростью для восполнения кровопотери.

В состав комплекта входят ланцет для прокола кожи и стабилизирующие крылышки.

Замок Floswitch

Замок Floswitch позволяет быстро перекрывать доступ в вену и также быстро его возобновлять. Минимизирует риск воздушной эмболии и обратного тока крови. Стальной шарик замка надежно перекрывает поток жидкости, обеспечивая безопасное и четкое открытие и закрытие просвета катетера.



Размер	Длина × диаметр	Скорость потока
Secalon-T 18G	90×1.2 мм	55 мл/мин
Secalon-T 16G	130×1.7 мм	139 мл/мин
Secalon-T 16G	160×1.7 мм	128 мл/мин
Secalon-T 14G	160×2.0 мм	206 мл/мин