

Катетеры для нефростомии Plasti-Med Pigtail с троакаром

РЗН 2015/3036

катетер / базовый набор, Пигтейл, размер 6 Fr / 7 Fr / 8 Fr / 9 Fr / 10 Fr / 12 Fr / 14 Fr / 16 Fr / 18 Fr, длина 22-30 см

Plasti-Med, Турция



Характеристики

Тип	катетер / базовый набор
Катетер	Пигтейл
Размер катетера	6 Fr / 7 Fr / 8 Fr / 9 Fr / 10 Fr / 12 Fr / 14 Fr / 16 Fr / 18 Fr
Длина катетера	22-30 см


Описание

Катетеры для нефростомии Plasti-Med Pigtail с троакаром применяются для чрескожного дренирования чашечно-лоханочной системы почки с возможностью использования техники постановки по Сельдингеру. Стерильные, одноразового использования

Длина катетера: 22-30 см

Модификации:

- Pigtail Catheter with Needle – катетер и абуратор (в составе: 1, 3)
- Locking Pigtail Catheter with Needle – катетер с блокировкой и абуратор (в составе: 2, 3)
- Pigtail Catheter Set with Needle – базовый набор (в составе: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
- Locking Pigtail Catheter Set with Needle – базовый набор с блокировкой (в составе: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)



Каталожные номера

Размер	Pigtail Catheter with Needle	Locking Pigtail Catheter with Needle	Pigtail Catheter Set with Needle	Locking Pigtail Catheter Set with Needle
6 Fr	537029	540011	537049	540031
7 Fr	537030	540012	537050	540032
8 Fr	537031	540013	537051	540033
9 Fr	537033	540015	537053	540035
10 Fr	537034	540016	537054	540036
12 Fr	537035	540017	537055	540037
14 Fr	537036	540018	537056	540037
16 Fr	537037	540019	537057	540038
18 Fr	537038	540010	537058	540040