

Катетеры для торакального дренажа BALTON с троакаром, 250 / 400 мм

ФСЗ 2009/05920

прямой, материал поливинилхлорид, размер 10 / 16 / 24 / 28 / 32 CH/Fr, длина катетера 400 мм, с троакаром

Balton Sp. z o.o., Польша



Характеристики

Тип	прямой
Материал	поливинилхлорид
Размер	10 / 16 / 24 / 28 / 32 CH/Fr
Длина катетера	400 мм
Наличие троакара	с троакаром
Рентгеноконтрастная полоса	Да

Дополнительные характеристики

Катетеры для торакального дренажа BALTON с троакаром - используется для быстрого создания грудного, межреберного или брюшно-полостного дренирующего отверстия с последующей аспирацией газа или жидкости из полости. Катетер изготовлен из высококачественного медицинского ПВХ, оснащен воронкообразной насадкой для соединения с дренажной системой.

Код товара:Размер катетера (F):Размер (F) / длина троакара, см:

KDKPT10F	10F	10F / 25
KDKPT16F	16F	16F / 25
KDKPT24F	24F	24F / 40
KDKPT28F	28F	28F / 40
KDKPT32F	32F	32F / 40