

Катетеры Фолея Berocath 2-ходовые детские

ФСЗ 2009/05704

Фолея, наконечник стандартный, двухходовой, детский, размер 6 Ch / 8 Ch / 10 Ch, длина 40 см

Beromed GmbH Hospital Products, Германия



Характеристики

Тип	Фолея
Наконечник	стандартный
Количество ходов	двухходовой
Назначение	детский
Размер	6 Ch / 8 Ch / 10 Ch
Длина катетера	40 см

Описание

Катетеры Фолея Berocath 2-х ходовые детские применяют для длительной катетеризации мочевого пузыря.
Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием

Размеры:

- 6 Ch – с баллоном 3 мл
- 8 Ch – с баллоном 3-5 мл
- 10 Ch – с баллоном 3-5 мл

Длина: 40 см

Характеристики:

- Абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение
- Жёсткий до введения, термолабильный после введения
- Прочный и симметричный баллон
- Невозвратный клапан для наполнения баллона исключает самопроизвольное сдутие
- Цветной коннектор, позволяет быстро определить размер катетера
- Универсальная форма коннектора позволяет использовать катетер с мочеприёмными устройствами любого типа
- Специальная двойная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета не нарушая стерильности
- Стерилизован оксидом этилена, только для однократного применения