

## Катетеры Фолея Verocath 2-ходовые мужские

ФСЗ 2009/05704

Фолея, наконечник стандартный, двухходовой, мужской, размер 12-30 Ch, длина 40 см

Beromed GmbH Hospital Products, Германия



### Характеристики

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Тип              | Фолея       |
| Наконечник       | стандартный |
| Количество ходов | двухходовой |
| Назначение       | мужской     |
| Размер           | 12-30 Ch    |
| Длина катетера   | 40 см       |

### Описание

**Катетеры Фолея Verocath 2-х ходовые мужские** применяют для длительной катетеризации мочевого пузыря.

**Материал:** натуральный латекс с силиконовым покрытием

**Длина:** 40 см

| Объем баллона | Размеры катетеров                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5-15 мл       | 12 Ch / 14 Ch / 16 Ch / 18 Ch / 20 Ch / 22 Ch / 24 Ch / 26 Ch / 28 Ch / 30 Ch |
| 30 мл         | 12 Ch / 14 Ch                                                                 |
| 30-50 мл      | 16 Ch / 18 Ch / 20 Ch / 22 Ch / 24 Ch / 26 Ch / 28 Ch / 30 Ch                 |

#### Характеристики:

- Абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение
- Жёсткий до введения, термолабильный после введения
- Прочный и симметричный баллон
- Невозвратный клапан для наполнения баллона исключает самопроизвольное сдутие
- Цветной коннектор, позволяет быстро определить размер катетера
- Универсальная форма коннектора позволяет использовать катетер с мочеприемными устройствами любого типа
- Специальная двойная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета не нарушая стерильности
- Стерилизован оксидом этилена, только для однократного применения