

Катетеры Фолея Verocath 2-ходовые женские

ФСЗ 2009/05704

Фолея, наконечник стандартный, двухходовой, женский, размер 12-30 Ch, длина 40 см

Beromed GmbH Hospital Products, Германия



Характеристики

Тип	Фолея
Наконечник	стандартный
Количество ходов	двухходовой
Назначение	женский
Размер	12-30 Ch
Длина катетера	40 см

Описание

Катетеры Фолея Verocath 2-х ходовые женские применяют для длительной катетеризации мочевого пузыря.

Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием
Размеры: 12 Ch / 14 Ch / 16 Ch / 18 Ch / 20 Ch / 22 Ch / 24 Ch / 26 Ch / 28 Ch / 30 Ch
Длина: 40 см

Модификации:
☐с баллоном 5-15 мл
☐с баллоном 30 мл

- Характеристики:**
- Абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение
 - Жёсткий до введения, термолабильный после введения
 - Прочный и симметричный баллон
 - Невозвратный клапан для наполнения баллона исключает самопроизвольное сдутие
 - Цветной коннектор, позволяет быстро определить размер катетера
 - Универсальная форма коннектора позволяет использовать катетер с мочеприёмными устройствами любого типа
 - Специальная двойная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета не нарушая стерильности
 - Стерилизован оксидом этилена, только для однократного применения