

Катетеры Фолея Verocath 3-ходовые мужские

ФСЗ 2009/05704

Фолея, наконечник стандартный, трехходовой, мужской, размер 16-26 Ch, длина 40 см

Beromed GmbH Hospital Products, Германия



Характеристики

Тип	Фолея
Наконечник	стандартный
Количество ходов	трехходовой
Назначение	мужской
Размер	16-26 Ch
Длина катетера	40 см

Описание

Катетеры Фолея Verocath 3-х ходовые мужские применяют для длительной катетеризации мочевого пузыря.

Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием

Длина: 40 см

Объем баллона	Размеры катетеров
5-15 мл	18 Ch / 20 Ch / 22 Ch / 24 Ch
30 мл	16 Ch / 18 Ch / 20 Ch / 22 Ch / 24 Ch / 26 Ch

Характеристики:

- Абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение
- Жёсткий до введения, термолабильный после введения
- Прочный и симметричный баллон
- Невозвратный клапан для наполнения баллона исключает самопроизвольное сдутие
- Цветной коннектор, позволяет быстро определить размер катетера
- Универсальная форма коннектора позволяет использовать катетер с мочеприемными устройствами любого типа
- Специальная двойная упаковка позволяет вводить катетер прямо из пакета не нарушая стерильности
- Стерилизован оксидом этилена, только для однократного применения