

Катетер кислородный Beromed Berotube

ФСЗ 2007/00869

тип низкопоточный, зубцы прямые, размер S / L,
трубка 2.1 м

Beromed GmbH Hospital Products, Германия



Характеристики

Тип	низкопоточный
Носовые зубцы	прямые
Размер	S / L
Длина трубки	2.1 м

Дополнительные характеристики

Катетер кислородный Beromed Berotube – кратковременная и длительная кислородная терапия.

Размеры:

- L – взрослый (□2.5 мм, длина 210 см)
- S – детский (□1.8 мм, длина 210 см)

Технические характеристики:

- Трубка изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ медицинского назначения, устойчива к перегибам.
- Носовая часть катетера анатомически изогнута, изготовлена из особо мягкого ПВХ, что исключает риск травмирования слизистой оболочки носа.
- Легко фиксируется.
- Конструкция катетера позволяет во время терапии принимать пищу или разговаривать.
- Размер коннектора соответствует международным стандартам и позволяет подключать катетер к любым кислородным магистралям.
- Индивидуальная полиэтиленовая упаковка с инструкцией по применению.
- Стерилизовано оксидом этилена. Нетоксично, апиrogenно.

Срок годности: 5 лет.

Упаковка: транспортная – 250 шт. / внутренняя – 50 шт.