

Катетер центральный венозный KD-Monosoft

ФСЗ 2012/12083

1-канальный, стандартный, размер катетера 3F / 4F /
5F / 6F / 7F / 8F / 9F

KD Medical GmbH Hospital Products, Германия



Характеристики

Тип	1-канальный
Вид	стандартный
Размер катетера	3F / 4F / 5F / 6F / 7F / 8F / 9F

Описание

KD-Monosoft – катетер центральный венозный для катетеризации крупных вен по методике Сельдингера для обеспечения постоянно функционирующего оперативного доступа к венозному руслу при необходимости длительной лекарственной инфузии, мониторинга центрального венозного давления, парентерального питания, а также при проведении эфферентных методов лечения

Состав и характеристики:

- функциональная игла – изготовлена из высококачественной тончайшей хирургической стали;
- одноканальный катетер из полиуретана с рентгенконтрастным кончиком, градуировкой, фиксирующим устройством и дополнительным зажимом;
- J-образный металлический, устойчивый к перегибам проводник с направляющим устройством Дилататор (интродьюсер) из ПВХ мед. назначения;
- дополнительный переходник-заглушка с соединением Луер-Локк Шприц 5,0 мл, трехкомпонентный, Луер-Локк;
- трехходовой краник, резистентный к препаратам, содержащих липиды Скальпель;
- дополнительный передвижной фиксатор;
- все элементы набора изготовлены из гипоаллергенных и нетоксичных материалов;
- индивидуальная блистерная упаковка.