

Кислородный концентратор КС МО2-20

TU BY 690669490.001-2020

20 л/мин, передвижной, концентрация O_2 до $93\pm 3\%$,
давление на выходе 5 бар

Кислородные системы ООО, Беларусь



Характеристики

Производительность	20 л/мин
Тип	передвижной
Подача кислорода	непрерывная
Максимальная концентрация кислорода	$93\pm 3\%$
Давление на выходе	5 бар
Уровень шума	50 дБ
Размеры (в×ш×г)	66×65×93 см
Масса	100 кг

Дополнительные характеристики

Концентратор кислорода КС МО2-20 – передвижной кислородный концентратор, рекомендуемый для установки в медучреждениях, где нет централизованной подачи кислорода. С помощью аппарата можно обеспечить естественный поток кислорода в аппарате для наркоза или ИВЛ экспертного уровня.

Особенности и преимущества МО2-20

- Концентрация кислорода: $93\pm 3\%$.
- Полностью автономная установка для производства медицинского кислорода с возможностью крепления и подключения резервных кислородных баллонов 10 л.
- Может быть напрямую подключен к одному или нескольким дыхательным аппаратам в качестве источника кислорода.
- Для производства кислорода требуется только подключение электропитания 230 В 50 Гц.
- Низкий уровень шума концентратора позволяет эксплуатировать его непосредственно в операционной, ПИТ, или другом помещении с постоянным пребыванием персонала.

Характеристики

Поток кислорода	2-20 л/мин
Концентрация кислорода	93±3%
Давление на выходе	5 бар
Уровень шума	не более 50 дБ
Размеры (В×Ш×Г)	660×650×930 мм
Вес	100 кг
Температура окружающего воздуха	5-40 °C
Относительная влажность	до 95%

В комплекте может быть поставлен набор для ингаляции кислородом.