

Кислородный концентратор Longfian Jay-5A

ФСЗ 2010/08543

5 л/мин, передвижной, концентрация O₂ до 93±3%,
давление на выходе 0.4-0.7 бар

Longfian Scitech Co. Ltd, Китай



Характеристики

Производительность	5 л/мин
Тип	передвижной
Подача кислорода	непрерывная
Максимальная концентрация кислорода	93±3%
Давление на выходе	0.4-0.7 бар
Увлажнитель	в комплекте
Уровень шума	43 дБ
Срок службы	10000 ч
Размеры (в×ш×г)	35×28×51 см
Масса	16 кг

Дополнительные характеристики

Кислородный концентратор Longfian Jay-5A – легкий, практически бесшумный и надежный кислородный концентратор, способный вырабатывать до 5-и литров чистого кислорода. Jay-5A прост в эксплуатации и успешно применяется как в лечебных учреждениях, так и в домашних условиях.

Производительность: регулируется от 0 до 5 л/мин.

Концентрация кислорода: 93% (±3%).

Технология короткоцикловой адсорбции (PSA)

Компрессор концентратора подает профильтрованный окружающий воздух на кислородо-производящие колонки. Колонки, в свою очередь, содержат порошковый адсорбент, в процессе работы удаляющее азот. Вырабатываемый прибором кислород проходит через бактериальный фильтр и далее в систему выхода кислорода к пациенту.

Особенности:

- Рекомендован при лечении коронавирусной инфекции COVID-19, а также реабилитации после нее.
- Используется как основной, так и как резервный источник кислорода.
- ЖК-дисплей с отображением общего времени, текущего рабочего времени и установленного времени терапии.

Уровень шума: не более 40 дБ.

Электропитание: 230±10 В, 50±1 Гц, 300 Вт.

Размеры: 348×280×510 мм.

Вес: 15 кг.