

Кислородный концентратор Армед 7F-3А

ФСЗ 2010/08165

3 л/мин, передвижной, концентрация O₂ до ≥93%,
давление на выходе 45 кПа, с выходом для ингаляций

Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd,
Китай



Характеристики

Производительность	3 л/мин
Тип	передвижной
Подача кислорода	непрерывная
Максимальная концентрация кислорода	≥93%
Давление на выходе	45 кПа
Увлажнитель	в комплекте
Дополнительный выход для ингаляций	Да
Уровень шума	49 дБ
Размеры (в×ш×г)	70×28.5×54.5 см
Масса	24.4 кг

Дополнительные характеристики

Концентратор кислорода Armed 7F-3А – прибор, предназначенный для проведения оксигенотерапии, сеансов ароматерапии с обогащением кислородом и производства кислородных коктейлей.

Благодаря производительности до 3 л кислородной смеси в минуту данный концентратор отлично подойдет для использования как в домашних условиях, так и в мед. учреждениях для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей, а также в общественных местах (салоны красоты, фитнес и т.д.).

Преимущества

- Встроенный выход для ингаляций, который позволяет получать лекарственные препараты для лечения заболеваний дыхательных путей вместе с обогащенной кислородом газовой смесью.
- Свободное перемещение аппарата благодаря четырем колесам и ручкам на корпусе.
- Простое обслуживание, включающее в себя замену воды в банке-увлажнителе после каждой процедуры и промывку фильтра раз в полгода.
- Ударопрочный корпус из качественного пластика надежно защищает аппарат, срок службы – до 10 лет.