

Концентратор кислорода Армед 7F-5

ФСЗ 2010/08165

5 л/мин, передвижной, концентрация O₂ до ≥93%,
давление на выходе 45 кПа

Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd,
Китай



Характеристики

Производительность	5 л/мин
Тип	передвижной
Подача кислорода	непрерывная
Максимальная концентрация кислорода	≥93%
Давление на выходе	45 кПа
Увлажнитель	в комплекте
Уровень шума	55 дБ
Размеры (в×ш×г)	59×39×34 см
Масса	24 кг

Дополнительные характеристики

Кислородный концентратор Armed 7F-5 – универсальный и надежный прибор, который подходит для использования дома, а также в медицинских, санаторно-курортных, спортивных и детских учреждениях. Этот мощный прибор разработан специально для проведения лечебной и профилактической терапии высококонцентрированной кислородно-воздушной смесью.

Поток кислорода: до 5 л/мин.

Концентрация кислорода: ≥93%.

Средняя потребляемая мощность: 600 Вт.

Преимущества

- Кислородотерапию можно настроить с помощью понятной и функциональной панели управления с цифровым индикатором отображения времени работы концентратора.
- В конструкции устройства не используются кислородные баллоны, что делает его безопасным в использовании.
- Для удобства перемещения в конструкции предусмотрены специальные колеса, не царапающие пол.

- Концентратор можно использовать для приготовления вкусных кислородных коктейлей (понадобится специальный коктейлер).
- Для правильного сервиса нужно всего лишь раз в полгода промывать фильтр и после каждой процедуры менять воду в увлажнителе.
- 7F-5 рассчитан на 10 лет работы, корпус выполнен из ударопрочного надежного пластика.