

Клеенка подкладная резиноканевая Киевгума

ФСЗ 2008/01236

отрез / рулон, основа полиэфирная с
влагонепроницаемым слоем ПВХ / хлопчатобумажная,
размер 1.0×0.7 м / 1.5×0.7 м / 2.0×0.7 м / 45×0.7 м /
50×0.7 м

Киевгума ООО, Украина



Характеристики

Исполнение	отрез / рулон
Основа	полиэфирная с влагонепроницаемым слоем ПВХ / хлопчатобумажная
Размер	1.0×0.7 м / 1.5×0.7 м / 2.0×0.7 м / 45×0.7 м / 50×0.7 м

Дополнительные характеристики

Клеенка подкладная резиноканевая производства Киевгума

Назначение:

Клеенка вида А, Б предназначена для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладочного непроницаемого материала в медицине и быту

Преимущества:

- эластичная, нелипкая, водо- и моченепроницаемая;
- устойчива к многократной дезинфекции, сохраняет при этом эластичность;
- безопасна в эксплуатации для здоровья человека.

Технические характеристики:

- соответствует ТУ У 22.1-35115248-036:2019
- в зависимости от ткани-основы клеенку выпускают двух видов:
А – на основе хлопчатобумажных тканей
Б – на основе полиэфирно-вискозных или других синтетических тканей
- ширина не менее 0.7м
- цвет: оранжевый, зеленый, голубой.
- гарантийный срок хранения: клеенка вида А – 24 месяца; клеенка вида Б – 26 месяцев со дня изготовления;
- гарантийный срок эксплуатации: вида А – 1 месяц в лечебных учреждениях и 6 месяцев индивидуально, вида Б – 2 месяца в лечебных учреждениях и 8 месяцев индивидуально.

Упаковка:

- индивидуальная: (полимерный пакет) 1 м / 1.5 м / 2 м;
- в рулонах по 10 м / 25 м / 45 м / 50 м;

- групповая: (гофрокороб) 1 м – 30 шт., 1.5 м – 25 шт., 2 м – 20 шт.