

Клеенка подкладная резиноканевая Ярославль-Резинотехника

ФСР 2010/07290

отрез / рулон, основа хлопчатобумажная, размер
1.0×0.85 м / 1.5×0.85 м / 2.0×0.85 м / 35×0.82 м

Ярославль-Резинотехника АО, Россия



Характеристики

Исполнение	отрез / рулон
Основа	хлопчатобумажная
Размер	1.0×0.85 м / 1.5×0.85 м / 2.0×0.85 м / 35×0.82 м

Дополнительные характеристики

Основные особенности:

- эластичная, нелипкая, водо- и моченепроницаемая;
- устойчива к многократной дезинфекции, сохраняет при этом эластичность;
- безопасна в эксплуатации для здоровья человека.

Гарантийный срок хранения: клеенка вида А – 24 месяца. Гарантийный срок эксплуатации: вида А – 1 месяц в лечебных учреждениях и 6 месяцев индивидуально.