

Клеенка подкладная с ПВХ покрытием Колорит

РЗН 2015/2962

отрез / рулон, основа полиэфирная с
влагонепроницаемым слоем ПВХ, размер 0.7×1.0 м /
1.0×1.4 м / 2.0×1.4 м / 25×1.0 м / 50×1.0 м

КОЛОРИТ ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	отрез / рулон
Основа	полиэфирная с влагонепроницаемым слоем ПВХ
Размер	0.7×1.0 м / 1.0×1.4 м / 2.0×1.4 м / 25×1.0 м / 50×1.0 м

Дополнительные характеристики

Клеенка подкладная с ПВХ покрытием Колорит используется в качестве подкладочного материала, для покрытия пеленальных столиков, детских кроваток, колясок и в других медицинских целях.

Основные особенности:

- рекомендована к применению в медицине, педиатрии и в быту при уходе за маленькими детьми;
- обладает отличной теплопроводностью;
- быстро приобретает температуру тела человека (отсутствие эффекта «холодного прикосновения»);
- микропористая структура придает клеёнки свойства газопроницаемости;
- не промокает и защищает поверхность от проникновения влаги;
- является изделием медицинского назначения;
- товар сертифицирован.

Размеры отрезков:

- 0.7×1.0 м – с резинками-держателями окантована по краям тесьмой; окантована по краям тесьмой с рисунком; окантована по краям тесьмой; без окантовки
- 1.0×1.4 м – без окантовки
- 2.0×1.4 м – без окантовки

В рулонах: 25 м, 50 м.