

Клинок ларингоскопа Surgicon Macintosh фиброоптический

РЗН 2015/3121

клинок, тип фиброоптический, многоразовый,
Macintosh, размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4

Surgicon Ltd., Пакистан



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый
Материал	нержавеющая сталь

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4