

Клинок ларингоскопа Surgicon Miller традиционный

РЗН 2015/3121

клинок, тип традиционный, многоразовый, Miller,
размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4

Surgicon Ltd., Пакистан



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	традиционный
Применение	многоразовый
Материал	нержавеющая сталь

Клинок

Тип клинка	Miller
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4