

Клинлаб

СГР BY.50.51.01.002.E.000133.04.20

дезинфицирующее средство, активность
бактерицидная / вирулицидная / туберкулоцидная /
фунгицидная, срок годности 3 года, фасовка 1 л / 5 л

БелАсептика-Дез СООО, Беларусь



Характеристики

Тип	дезинфицирующее средство
Состав	водный раствор изопропилового спирта, неионогенного поверхностно-активного вещества, вспомогательных компонентов
Активность	бактерицидная / вирулицидная / туберкулоцидная / фунгицидная
Срок годности	3 года
Фасовка	1 л / 5 л

Дополнительные характеристики

Дезинфицирующий и моющий эффект достигается через 15 мин.; обладает высокой моющей способностью; хорошо совместимо с различными поверхностями; полностью смачивает поверхности из любых материалов; возможность многократного применения; эффективно для удаления смол, масла иммерсионного, красителей, белковых и органических загрязнений, карандаша воскового, маркера по стеклу; уменьшает явления коррозии, сохраняет и реставрирует металлические изделия медицинского назначения, ветеринарный инструментарий, лабораторные, косметологические, парикмахерские и др. аналогичные металлические инструменты и изделия.