

Клинок ларингоскопа Timesco Macintosh Eclipse  
фиброоптический

ФСЗ 2011/10663

клинок, тип фиброоптический, многоразовый,  
Macintosh, размер 2 / 3 / 4

Timesco, Великобритания



Характеристики

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Вид              | клинок          |
| Тип ларингоскопа | фиброоптический |
| Применение       | многоразовый    |

Клинок

|               |           |
|---------------|-----------|
| Тип клинка    | Macintosh |
| Размер клинка | 2 / 3 / 4 |
| Световод      | сменный   |

Дополнительные характеристики

Клинки **Eclipse Timesco** имеют гибкий наконечник, предназначенный для сложных интубаций.

Особенности:

- волокнистый сердечник расположен таким образом, чтобы обеспечить наилучший обзор;
- рычаг расположен в задней части лезвия для управления наклонным наконечником;
- атравматический дистальный конец;
- конструкция из полностью автоклавируемой антимагнитной нержавеющей стали;
- 5 лет гарантии;
- лампа не препятствует обзору дыхательных путей;
- ISO 7376 совместимый.