

Клинок ларингоскопа Vygon Safescope Macintosh
фиброоптический

ФСЗ 2012/12876

клинок, тип фиброоптический, одноразовый,
Macintosh, размер 1 / 2

Vygon S.A., Франция



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	одноразовый

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	1 / 2

Дополнительные характеристики

Клинок ларингоскопа Сэйфскоуп (Safescope) – одноразовый, стерильный клинок ларингоскопа с фиброоптическим световодом. Поставляется в защитной оболочке.