

Клинок ларингоскопа Vygon Safescope Miller фиброоптический

ФСЗ 2012/12876

клинок, тип фиброоптический, одноразовый, Miller,
размер 000 / 00 / 0 / 1

Vygon S.A., Франция



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	одноразовый

Клинок

Тип клинка	Miller
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1

Дополнительные характеристики

Клинок ларингоскопа Сэйфскоуп (Safescope) – одноразовый, стерильный клинок ларингоскопа с фиброоптическим световодом. Поставляется в защитной оболочке.