

Клинок ларингоскопа Riester Miller ri-integral

ФСЗ 2010/08453

клинок, тип фиброоптический, многоразовый, Miller,
размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4

Rudolf Riester GmbH, Германия



Характеристики

Вид	клинок
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый

Клинок

Тип клинка	Miller
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2 / 3 / 4
Световод	интегрированный