

Набор ларингоскопов Riester Macintosh ri-integral

ФСЗ 2010/08453

набор, тип фиброоптический, многоразовый,
Macintosh, размер 2 / 3 / 4, рукоятка средняя, питание
аккумуляторное / батарейное, лампа ксенон / LED,
напряжение 2.5 В / 3.5 В

Rudolf Riester GmbH, Германия



Характеристики

Вид	набор
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	2 / 3 / 4
Световод	интегрированный

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	аккумуляторное / батарейное
Тип лампы	ксенон / LED
Напряжение	2.5 В / 3.5 В

Дополнительные характеристики

8040 - клинки Macintosh 2, 3, 4 XL 2.5В, батарейная рукоятка типа С;
8041 - клинки Macintosh 2, 3, 4 LED 2.5В, батарейная рукоятка типа С;
8120 - клинки Macintosh 2, 3, 4 XL 3.5В, перезаряжаемая рукоятка типа С + аккумулятор;
8122 - клинки Macintosh 2, 3, 4 LED 3.5В, перезаряжаемая рукоятка типа С + аккумулятор.