

Набор ларингоскопов Riester Macintosh baby ri-modul

ФСЗ 2010/08453

набор, тип фиброоптический, многоразовый,
Macintosh, размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2, рукоятка малая,
питание аккумуляторное / батарейное, лампа ксенон
/ LED, напряжение 2.5 В / 3.5 В

Rudolf Riester GmbH, Германия



Характеристики

Вид	набор
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2
Световод	сменный

Рукоятка

Размер рукоятки	малая
Питание рукоятки	аккумуляторное / батарейное
Тип лампы	ксенон / LED
Напряжение	2.5 В / 3.5 В

Дополнительные характеристики

8090 - клинки Macintosh 0, 1, 2 XL 2.5В, батарейная рукоятка типа AA;
8093 - клинки Macintosh 0, 1, 2 LED 2.5В, батарейная рукоятка типа AA;
8150 - клинки Macintosh 0, 1, 2 XL 3.5В, перезаряжаемая рукоятка типа AA + аккумулятор + зарядное устройство ri-charger;
8152 - клинки Macintosh 0, 1, 2 LED 3.5В, перезаряжаемая рукоятка типа AA + аккумулятор + зарядное устройство ri-charger.