

Набор ларингоскопов Riester Miller ri-modul

ФСЗ 2010/08453

набор, тип фиброоптический, многоразовый, Miller,  
размер 2 / 3 / 4, рукоятка средняя, питание  
аккумуляторное / батарейное, лампа ксенон / LED,  
напряжение 2.5 В / 3.5 В

Rudolf Riester GmbH, Германия



Характеристики

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Вид              | набор           |
| Тип ларингоскопа | фиброоптический |
| Применение       | многоразовый    |

Клинок

|               |           |
|---------------|-----------|
| Тип клинка    | Miller    |
| Размер клинка | 2 / 3 / 4 |
| Световод      | сменный   |

Рукоятка

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Размер рукоятки  | средняя                     |
| Питание рукоятки | аккумуляторное / батарейное |
| Тип лампы        | ксенон / LED                |
| Напряжение       | 2.5 В / 3.5 В               |

Дополнительные характеристики

8100 - клинки Miller 2, 3, 4 XL 2.5В, батарейная рукоятка типа С;  
8101 - клинки Miller 2, 3, 4 LED 2.5В, батарейная рукоятка типа С;  
8145 - клинки Miller 2, 3, 4 XL 3.5В, перезаряжаемая рукоятка типа С + аккумулятор;  
8147 - клинки Miller 2, 3, 4 LED 3.5В, перезаряжаемая рукоятка типа С + аккумулятор.