

Набор ларингоскопов Riester Macintosh baby ri-standard

ФСЗ 2010/08453

набор, тип традиционный, многоразовый, Macintosh,
размер 000 / 00 / 0 / 1 / 2, рукоятка малая, питание
аккумуляторное / батарейное

Rudolf Riester GmbH, Германия



Характеристики

Вид	набор
Тип ларингоскопа	традиционный
Применение	многоразовый

Клинок

Тип клинка	Macintosh
Размер клинка	000 / 00 / 0 / 1 / 2
Световод	интегрированный

Рукоятка

Размер рукоятки	малая
Питание рукоятки	аккумуляторное / батарейное

Дополнительные характеристики

7050 - клинки Macintosh 0, 1, 2 батарейная рукоятка типа AA;

7051 - клинки Macintosh 0, 1, 2 перезаряжаемая рукоятка типа AA + аккумулятор + зарядное устройство ri-charger.